


Auswertungsschema der Abklatschmedien (Probenahme nach der Reinigung)

Wachstum von AMK



Wachstum	kein Wachstum* ≤ 1 KBE/1 cm ²	1 – 10 Kolonien* ≤ 1 KBE/1 cm ²	11 – 50 Kolonien* 1 – 5 KBE/1 cm ²	> 50 Kolonien* ≥ 5 KBE/1 cm ²
Hygienenote	4 sehr gut	3 gut	2 toleriert	1 schlecht

* pro 10 cm²

Wachstum von Entero



Wachstum	kein Wachstum* ≤ 1 KBE/1 cm ²	1 – 10 Kolonien* ≥ 1 KBE/1 cm ²	> 10 Kolonien* > 1 KBE/1 cm ²
Hygienenote	3 sehr gut	2 toleriert	1 schlecht

* pro 10 cm²